

Křeslo toaletní dřevěné

KTD 99

Číslo výrobku: **397 242 228 100**
PN **0288/E/99**

1. Použití výrobku

Křeslo se používá jako klozetové křeslo zejména při domácí péči. Po přikrytí sedátka krycí deskou lze křeslo používat i jako židli.

Pod sedátkem je umístěna toaletní nádoba s víkem. Nádobu lze snadno vyjmout po sejmutí plastového sedátka, nebo vysunutím směrem dozadu. Víko nádoby lze odejmout při vysunutí nádoby i otvorem sedátka.

Křeslo je určeno pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !

2. Popis výrobku

Křeslo má tyto hlavní části:

- a.) kostru křesla
- b.) sedátko
- c.) krycí desku
- d.) nádobu

Kostra křesla zhotovená z bukového řeziva je doplněna plastovým sedátkem, čalouněnou krycí deskou a nádobou. Povrchová úprava je provedena transparentním lakem.

3. Hmotnost

Hmotnost křesla je 8 kg \pm 15%

4. Rozměry

a.) celková délka	500 \pm 5 mm
b.) celková šíře	560 \pm 5 mm
c.) celková výška	810 \pm 5 mm
d.) šíře sedadla	410 \pm 5 mm
e.) šíře mezi loketními opěrkami	462 \pm 5mm
f.) vzdálenost sedátka od země	442 \pm 5 mm
g.) vzdálenost krycí desky od země	467 \pm 5mm
h.) užitečný obsah nádoby (2/3 max. obsahu)	4,5 l

5. Údržba

Křeslo nevyžaduje žádnou údržbu, přibližně po 3 měsících užívání je vhodné, vzhledem k použitému materiálu (dřevo), zkontrolovat šroubové spoje. K jejich uvolnění může dojít je-li křeslo užíváno ve velmi suchém prostředí nebo v blízkosti tepelného zdroje.

K čištění křesla lze použít běžné saponátové přípravky.

Není dovoleno používat benzínu nebo jiných organických rozpouštědel.

6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Poškozený nebo nefunkční výrobek je možno likvidovat jako běžný domovní odpad.

ZÁRUČNÍ LIST

VÝROBCE: **ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 Praha 6**

VÝROBEK: **KŘESLO TOALETNÍ DŘEVĚNÉ**

TYP: **KTD 99**

ČÍSLO VÝROBKU: **397 242 228 100**

ČÍSLO PN: **0288/E/99**



Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb .

Reklamáce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

ZNAČKA KONTROLY:



Datum prodeje:

Razítko prodejny: