

novinka 2011

# Dlahy OPTIMA SPLINT

Dlaha **OPTIMA SPLINT** je určena k rychlému ošetření zlomenin, distorzí, poranění vazů a k imobilizaci kloubů.

Dlahy jsou vyrobeny ze dvou vrstev. Vnitřní vrstvu tvoří několik pásků ze skelných vláken napuštěných polyuretanovou pryskyřicí, které se vyznačují vysokou tuhostí. Kontaktní vrstva je vyrobena z měkkého netkaného antibakteriálního materiálu, který udržuje optimální vlhkost pokožky a poskytuje maximální pohodlí pro pacienta. Dlahy se vyznačují vysokou variabilitou použití a nízkou dobou tuhnutí. Jsou určeny k aplikacím na traumatologických, chirurgických a ortopedických pracovištích.

## Charakteristika

- antibakteriální a zápach snižující efekt
- vysoká variabilita použití
- jednoduché a rychlé použití
- nízká hmotnost dlahy
- vysoce kvalitní materiál



## Způsob použití

1. Z balení odvineme požadovanou délku dlahy a vyjmemme ji z obalu.
2. Mezi kontaktní a vnitřní vrstvu nalijeme malé množství vlažné vody.
3. Dlahu uchopíme za oba konce a několikrát s ní otočíme ze strany na stranu aby se voda rovnoměrně rozmístila a aktivovala se skelná vlákna.
4. Uvolněte jeden konec dlahy a nechte vytéct přebytečnou vodu ven.
5. Dlahu aplikujeme na požadované místo, vytvarujeme a ovážeme obinadlem. Doba tuhnutí se pohybuje v rozmezí od 3 do 4 minut. Funkční pevnosti bude dosaženo po 20 minutách.



## Rozměry (šířka x délka)

## balení

5,0 cm x 4,5 m	1 krabice
7,5 cm x 4,5 m	1 krabice
10,0 cm x 4,5 m	1 krabice
12,5 cm x 4,5 m	1 krabice
15,0 cm x 4,5 m	1 krabice



## Skladování

Po každém použití balení vždy pečlivě uzavřete v koncové části přiloženým skřipcem, aby nedocházelo k samovolnému tvrdnutí dlahy. Při správném uzavření obalu nedochází k tvrdnutí dlahy po dobu minimálně 60 dní.

Skladujte v suchu a chladnu při teplotě nepřevyšující 25°C. Optimální teplota pro skladování je 10°C až 24°C.

Doba skladování je 2 roky od data výroby. Datum expirace je uvedeno na obalu.

## Životnost výrobku

Životnost aplikované dlahy závisí na délce léčebného procesu a dosahuje délky až 60 dní po aplikaci.

## Upozornění

Zvýšená teplota v průběhu tuhnutí může být způsobena nadměrným navrstvením obvazu

## Ekologické informace

Výrobek i obal je možné likvidovat jako průmyslový odpad podobný domovnímu. Na výrobek se poskytuje záruka po dobu šesti měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na výrobní vady a na vady použitého materiálu, nevztahuje se na opotřebení vzniklé jeho použitím.

## Distribuce:

**ERILENS s.r.o.**  
Papírenská 114/5  
160 00 Praha 6  
e-mail: [info@erilens.cz](mailto:info@erilens.cz)

tel.: +420 234 123 355  
fax.: +420 234 123 360  
[www.erilens.cz](http://www.erilens.cz)  
<http://eshop.erilens.cz>