

# ELLA

## dětská vyměkčená francouzská berle

Inovovaná dětská francouzská berle s vylepšenou ergonomií a vyměkčenou rukojetí pro větší pohodlí malého pacienta. Berle se vyznačuje vysokou bezpečností a moderním designem. Má zvýšenou nosnost a systém proti cvakání při dlouhodobém užívání. Možnost nastavení v 10 výškách. Berle lze doplnit samolepkami s dívčím nebo chlapeckým motivem. Design René Šulc.

délka	780 – 1 005 mm
hmotnost	420 g
nosnost	<b>100 kg</b>
materiál	PP + dural + TPV
balení	2 ks / balení 20 ks / karton
kód	<b>5000381</b>

Barva: limetková + červené měkčení



limetková + modré měkčení



novinka

