



skutečně
necvaká!

FD 93

francouzská berle

Inovovaná francouzská berle FD 93 s moderním designem. Vylepšená ergonomie rukojeti a rozšířená předloketní opěrka zajišťují větší pohodlí pacienta. Berle má zvýšenou nosnost a systém proti cvakání při dlouhodobém užívání. Možnost nastavení v 10 výškách. Nejoblíbenější berle v ČR. Design René Šulc.

délka	970 -1195 mm
hmotnost	600 g
nosnost	150 kg
materiál	PP + dural
balení	2 ks / balení 20 ks / karton
kód	5000380

Barva: šedá, zelená, modrá, růžová, černá



FD 93 dlouhá

francouzská berle

Inovovaná francouzská berle FD 93 s moderním designem. Vylepšená ergonomie rukojeti a rozšířená předloketní opěrka zajišťují větší pohodlí pacienta. Berle má zvýšenou nosnost a systém proti cvakání při dlouhodobém užívání. Je vhodná pro pacienty s výškou od 195 cm. Možnost nastavení v 10 výškách. Nejoblíbenější berle v ČR. Design René Šulc.

délka	1105 - 1330 mm
hmotnost	620 g
nosnost	150 kg
materiál	PP + dural
balení	2 ks / balení 10 ks / karton
kód	5000380

Barva: šedá

