

# VERA

## francouzská berle

Francouzská berle s moderním designem a vylepšenou ergonomií. Berle má rozšířenou předloketní opěrku a vyměkčenou rukojeť pro maximální pohodlí pacienta. Díky novému systému berle skutečně necvaká ani při dlouhodobém užívání. Možnost nastavení v 10 výškách. Vysoká nosnost.

Design René Šulc.

délka	970 - 1195 mm
hmotnost	600 g
nosnost	<b>150 kg</b>
materiál	PP + dural
balení	2 ks / balení 20 ks / karton
kód	<b>5000316</b>

Barva: šedá + červené měkčení,  
modrá + modré měkčení



# BSF 07

## francouzská berle

Francouzská berle se sklápou a výškově stavitelnou opěrkou předloktí. Upevňovací pásek slouží k zajištění berle na ruce uživatele při nastupování do dopravního prostředku, manipulaci s předměty apod. Rukojeť berle je měkčená a v přední i zadní části opatřena odrazkami. Možnost nastavení: 14 poloh nastavení výšky, 3 polohy nastavení vzdálenosti mezi rukojetí a předloketní opěrkou. Upevňovací pásek lze objednat zvlášť.

délka	930 - 1230 mm
hmotnost	640 g
nosnost	<b>100 kg</b>
materiál	PP + dural
balení	2 ks / balení 20 ks / karton
kód	<b>5005743</b>

Barva: šedá

