

BSF 07

Inovovaná francouzská berle BSF 07. Sklopná, výškově stavitelná opěrka předloktí s upevňovacím páskem slouží k zajištění berle na ruce uživatele při nastupování do dopravního prostředku, manipulaci s předměty apod. Rukojeť berle je měkčená a v přední i zadní části opatřena odrazkami. Možnost nastavení v 15 výškách.

Barva:
plastový monoblok + vyměkčení ■
duralová trubka ■

délka	880 - 1160 mm
hmotnost	620 g
nosnost	100 kg
materiál	PP + dural
balení	2 ks / balení 20 ks / karton
kód VZP	12-0093497

