

FD 93

dlouhá

Inovovaná francouzská berle FD 93 s moderním designem.

Vylepšená ergonomie rukojeti a rozšířená předloketní opěrka zajišťují větší pohodlí pacienta.

Berle má zvýšenou nosnost a je vhodná pro pacienty s výškou od 195 cm. Možnost nastavení v 11 výškách. Nejoblíbenější berle v ČR. Design René Šulc

Barva:

plastový monoblok

duralová trubka

délka	1080 - 1330 mm
hmotnost	620 g
nosnost	150 kg
materiál	PP + dural
balení	2 ks / balení 10 ks / karton
kód VZP	12-0015764



FDD 91

dětská

Francouzská duralová berle dětská.

Možnost nastavení v 11 výškách.

Na zakázku je možné vyrobit dětskou berli s dospělým monoblokem (šedá).

Barva:

plastový monoblok: reflexní žlutá, šedá

duralová trubka

délka	770 - 1020 mm
hmotnost	460 g
nosnost	100 kg
materiál	PP + dural
balení	2 ks / balení 20 ks / karton
kód VZP	12-0010309

