



VERA

nová,
ještě měkčí
rukojeť

Francouzská berle s moderním designem a vylepšenou ergonomií. Berle má rozšířenou předloketní opěrku a vyměkčenou rukojeť pro maximální pohodlí pacienta. Díky novému systému berle skutečně necvaká ani při dlouhodobém užívání. Možnost nastavení v 10 výškách. Vysoká nosnost
Design René Šulc

Barva:
plastový monoblok + vyměkčení 
duralová trubka 

délka	960 - 1200 mm
hmotnost	600 g
nosnost	150 kg
materiál	PP + dural
balení	2 ks / balení 20 ks / karton
kód VZP	12-0140361

