



## DPB 10

### duralová podpažní berle

Velmi lehká, výškově nastavitelná, duralová podpažní berle s vysokou nosností. Vyměnitelný pěnový návlek opěrky i rukojeti je měkký, hygienický a snadno se udržuje. Berli dodáváme ve čtyřech velikostech. K berli je možné dokoupit náhradní návlek na rukojeť i opěrku a pryžový koncový násadec. Velikost C a D jsou vhodné pro děti.

		výška pacienta	
délka	A	1130 - 1340 mm	160 - 178 cm
	B	1340 - 1540 mm	178 - 200 cm
	C	780 - 990 mm	do 140 cm
	D	940 - 1140 mm	140 - 160 cm
hmotnost	A	780 g	
	B	840 g	
	C	670 g	
	D	720 g	
nosnost	130 kg		
materiál	dural + PP		
balení	2 ks / balení 12 ks / karton		
kód	A	5000318	
	B	5000318	
	C	5000318	
	D	5000318	



## BPD 96

### dřevená podpažní berle

Berle má pěnový návlek opěrky z měkkého a hygienického materiálu, který se snadno udržuje. Berle se vyrábí ve 4 velikostech. Velikost C a D jsou vhodné pro děti.

		výška pacienta	
délka	A	1130 - 1320 mm	160 - 178 cm
	B	1320 - 1520 mm	178 - 200 cm
	C	800 - 990 mm	do 140 cm
	D	1000 - 1190 mm	140 - 160 cm
hmotnost	A	960 g	
	B	1000 g	
	C	760 g	
	D	840 g	
nosnost	100 kg		
materiál	dřevo (buk)		
balení	2 ks / balení 12 ks / karton		

doprodej  
vel. C a D