

BPD 96 A, B, C, D

Dřevěná podpažní berle.

Berle má vyměnitelný pěnový návlek opěrky z měkkého a hygienického materiálu, který se snadno udržuje.

Berle se vyrábí ve 4 velikostech.

Velikost C a D jsou vhodné pro děti.

		výška pacienta	
délka	A	1100 - 1340 mm	160 - 178 cm
	B	1350 - 1600 mm	178 - 200 cm
	C	800 - 990 mm	do 140 cm
	D	1000 - 1190 mm	140 - 160 cm
hmotnost	A	920 g	
	B	1020 g	
	C	720 g	
	D	800 g	
nosnost	100 kg		
materiál	dřevo (buk)		
balení	2 ks / balení 12 ks / karton		
kód VZP	A	12-0022319	
	B	12-0022320	
	C	hradí si pacient	
	D	hradí si pacient	



DPB 10

Duralová podpažní berle.

Velmi lehká výškově nastavitelná podpažní berle s vysokou nosností. Vyměnitelný pěnový návlek opěrky i rukojeti je měkký, hygienický a snadno se udržuje. Berli dodáváme ve čtyřech velikostech.

K berli je možné dokoupit náhradní návlek na rukojeť i opěrku a pryžový koncový násadec.

Velikost C a D jsou vhodné pro děti.

		výška pacienta	
délka	A	1130 - 1330 mm	160 - 178 cm
	B	1340 - 1540 mm	178 - 200 cm
	C	790 - 940 mm	do 140 cm
	D	930 - 1135 mm	140 - 160 cm
hmotnost	A	770 g	
	B	840 g	
	C	660 g	
	D	710 g	
nosnost	130 kg		
materiál	dural + PP		
balení	2 ks / balení 12 ks / karton		
kód VZP	A	12-0140360	
	B	12-0140360	
	C	12-0140360	
	D	12-0140360	

