



NPS 01

protiskluzový sklopný nástavec


Protiskluzový kovový nástavec pěťohrotý. Doplněk k lokomočním pomůckám zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu. Po stlačení plastových koncovek se nástavec sklopí do funkční polohy. Hodí se na následující lokomoční pomůcky ERILENS: FD 93, VERA, FD 93 dlouhá, FDD 91, ELLA, BSF 07, H 81, HD 95, HS 95, LYRA.

délka	105 x 30 mm
hmotnost	75 g
materiál	ocel
balení	1 ks 200 ks / karton

Protiskluzový násadec

protiskluzový násadec šestihrotý

Doplněk k lokomočním pomůckám. Zabraňuje uklouznutí na sněhu či ledu. Násadec je vyroben z odolného plastu. Je opatřen krycí miskou, po jejím nasazení na hroty může být používán v interiérech. Hodí se na následující lokomoční pomůcky ERILENS: FD 93, VERA, FD 93 dlouhá, FDD 91 NEW, ELLA, BSF 07, H 81, HS 95, LYRA nebo na berle a hole s průměrem trubky 17,90 – 19,00 mm.



délka	67 x 52 mm
hmotnost	110 g
materiál	plast
balení	1 ks / balení 200 ks / karton

Barva: šedá

