

Držák na berle i hole

Držák je určený k odkládání berlí (holí) o průměru 18 až 25 mm.

rozměry berle	trubka Ø18 - 25 mm
hmotnost	35 g
materiál	ocelový plech + pryž
balení	1 ks



NPS 01

Protiskluzový kovový nástavec pětihrötý. Doplněk k lokomočním pomůckám zabraňující uklouznutí na sněhu či ledu. Po stlačení plastových koncovek se protiskluzový nástavec sklopí do funkční polohy. Hodí se na následující lokomoční pomůcky ERILENS: FD 93, VERA, FD 93 dlouhá, FDD 91, BSF 07, H 81, HD 95, HS 95, LYRA.

rozměry	105 x 30 mm
hmotnost	75 g
materiál	ocel
balení	1 ks / balení 200 ks / karton



Pryžový protiskluzový násadec s hroty

Doplněk k lokomočním pomůckám. Zabraňuje uklouznutí na sněhu či ledu. Násadec je opatřen krycí miskou, po jejím nasazení na hroty může být používán v interiérech. Hodí se na následující lokomoční pomůcky ERILENS: FD 93, VERA, FD 93 dlouhá, FDD 91, BSF 07, H 81, HD 95, HS 95, LYRA.

rozměry	70 x 45 mm
hmotnost	90 g
materiál	pryž
balení	1 ks / balení 200 ks / karton

