


## Pryžový násadec

Neklouzávé tlumící pouzdro na berle a hole dodávané jako náhradní díl. Násadec je opatřen kovovou výtuhou. Hodí se na následující lokomoční pomůcky ERILENS: FD 93, FD 93 dlouhá, VERA, FDD 91, BSF 07, H 81, HD 95, HS 95, LYRA.

rozměry	50 x 40 mm
hmotnost	55 g
materiál	pryž
balení	1 ks / balení 300 ks / karton



## Návlek na rukojeť

Zmírňuje tvorbu možných otlaků. Upevní se pomocí našitých pásků suchého zipu. Možno použít na následující lokomoční pomůcky ERILENS: FD 93, FD 93 dlouhá.

materiál	neopren - 4 mm
balení	1 ks



## Poutko k berli a holi

Poutka slouží k zajištění hole nebo berle na ruce uživatele při nastupování do dopravního prostředku, manipulaci s předměty apod. Poutka jsou snadno připevnitelné na veškeré vycházkové hole nebo berle firmy ERILENS.

**Poutko k berli má větší průměr gumové objímky než poutko k holi!!**

materiál	textýlie
balení	1 ks / balení 500 ks / karton (poutko k holi) 100 ks / karton (poutko k berli)

