



HD 95

dřevená vycházková hůl

Elegantní hůl vyráběná ve dvou velikostech.

Dva typy rukojetí:

HD 95/1 - rovná

HD 95/2 - zahnutá

délka	850, 950 mm
hmotnost	300 g
nosnost	100 kg
materiál	bukové dřevo
balení	1 ks / balení 50 ks / karton



Hůl typ J - Čakan

dřevená vycházková hůl

Elegantní nestárnoucí klasika prověřená mnoha generacemi.

délka	930 mm
hmotnost	280 g
nosnost	100 kg
materiál	dřevo - jasan
balení	1 ks