

# HS 01

## skládací duralová hůl

Jedná se o velmi lehkou a skladnou pomůcku. Ve tvarované rukojeti jsou z obou stran odrazky. Ke každé holi se dodává pásek se suchým zipem, který slouží k zajištění hole ve složeném stavu.

|          |           |                                 |
|----------|-----------|---------------------------------|
|          | rozložená | 820 - 940 mm                    |
| délka    | složená   | 300 mm                          |
| hmotnost |           | 380 g                           |
| nosnost  |           | <b>100 kg</b>                   |
| materiál |           | PP + dural                      |
| balení   |           | 1 ks / balení<br>40 ks / karton |

Barva: šedá, černá



# H 81

## vycházková duralová hůl

Velmi lehká hůl vyráběná ve čtyřech velikostech. Dva typy rukojetí:

**H 81 rovná**

**H 81 zahnutá**

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| délka    | 850, 900, 950, 1000 mm          |
| hmotnost | 320 g                           |
| nosnost  | <b>100 kg</b>                   |
| materiál | PP + dural                      |
| balení   | 2 ks / balení<br>40 ks / karton |

