



LYRA

vycházková duralová hůl

Nová elegantní hůl sportovního střihu s luxusně měkčenou ergonomickou rukojetí pro pohodlný a jistý úchop za všech okolností.

Reflexní samolepka pro vyšší bezpečnost za snížených světelných podmínek. Možnost nastavení v 10 výškách po 25 mm.

délka	815 - 1040 mm
hmotnost	480 g
nosnost	130 kg
materiál	PP+ TPE + dural
balení	1 ks / balení 50 ks / karton



HS 95

vycházková duralová hůl

Elegantní vycházková hůl s možností nastavení v 10 výškách po 25 mm. Hůl má vylepšené těžiště a optimalizovanou ergonomii rukojeti.

délka	815 - 1040 mm
hmotnost	480 g
nosnost	130 kg
materiál	PP + dural
balení	2 ks / balení 40 ks / karton