

## H 81

Vycházková duralová hůl.

Velmi lehká hůl vyráběná ve čtyřech velikostech.

Dva typy rukojetí:

rovná (H 81/1), zahnutá (H 81/1 tvar.)

délka	850, 900, 950, 1000 mm
hmotnost	320 g
nosnost	100 kg
materiál	dural + PP
balení	2 ks / balení 40 ks / karton
kód VZP	12-0000408



H81/1



H81/1 tvar.

## HS 01

Skládací duralová hůl.

Jedná se o velmi lehkou a skladnou pomůcku. Ve tvarované rukojeti jsou z obou stran odrazky. Ke každé holi se dodává pásek se suchým zipem, který slouží k zajištění hole ve složeném stavu.

délka	rozložená	830 - 950 mm
	složená	300 mm
hmotnost	340 g	
nosnost	100 kg	
materiál	dural + PP	
balení	1 ks / balení 40 ks / karton	
kód VZP	12-0078957	



## HD 95

Dřevěná vycházková hůl.

Elegantní hůl vyráběná ve dvou velikostech.

Dva typy rukojetí:

rovná (HD 95/1), zahnutá (HD95/2)

délka	850, 950 mm
hmotnost	320 g
nosnost	100 kg
materiál	bukové dřevo
balení	1 ks / balení 50 ks / karton
kód VZP	HD 95/1: 12-0019248 HD 95/2: 12-0019249



HD 95/1



HD 95/2