

## HS 95

Vycházková duralová hůl.

Možnost nastavení v 10 výškách po 25 mm.

Dva typy rukojetí:

**HS 95/1** - s vylepšeným těžištěm a ergonomií úchopu

**HS 95/2** - prověřená klasika

délka	HS 95/1: 815 - 1040 mm HS 95/2: 810 - 1035 mm
hmotnost	460 g
nosnost	100 kg
materiál	HS 95/1: polypropylen HS 95/2: polyamid + TPE
balení	2 ks / balení 40 ks / karton
kód VZP	12-0019250

## LYRA

Vycházková duralová hůl.

Nová elegantní hůl sportovního střihu s luxusně

**měkčenou ergonomickou rukojetí** pro pohodlný a jistý úchop za všech okolností. Reflexní samolepa

pro vyšší bezpečnost za snížených světelných podmínek.

Možnost nastavení v 10 výškách po 25 mm.

délka	815 - 1040 mm
hmotnost	480 g
nosnost	100 kg
materiál	polypropylen + TPE
balení	1 ks / balení 50 ks / karton

