

Antidekubitní podložka

loketní, patní

Podložky slouží k odlehčení příslušné části končetiny. Jsou zhotoveny z pěnového materiálu ve tvaru mezikruží.

rozměr	patní: 200 x 80 mm loketní: 150 x 80 mm
hmotnost	patní: 60 g loketní: 40g
materiál	PUR molitan
balení	1 ks / balení 25 ks / karton (patní) 45 ks / karton (loketní)



Irigátor

Lehká a skladná zdravotní pomůcka pro provádění výplachů ze zdravotních nebo hygienických důvodů. Irigátor je vybaven ventilem pro přerušení toku tekutiny.

materiál	PVC
balení	1 ks/ balení 40 ks/ karton

