

# OptimaCast

Obvaz OptimaCast je určen k ošetření zlomenin, distorzí a k imobilizaci kloubů. Vyrobeno z tkaniny ze sklených vláken napuštěných polyuretanovou pryskyřicí.

Výhody materiálu OptimaCast:

- **pevnost:** 20x pevnější než sádra
- **tvárnost a poddajnost:** snadná zpracovatelnost a čistota zakončení
- **nízká hmotnost:** výrazně nižší než u klasické sádry, vhodné i pro děti a seniory
- **dlouhá životnost:** vysoká odolnost proti mechanickému poškození
- **krátká doba tuhnutí:** již po 20 min je možné fixaci přímo zatěžovat
- **poréznost materiálu:** zabraňuje podráždění pokožky, pocitu svědění a zápachu
- **propustnost RTG záření:** umožňuje přesněji kontrolovat průběh hojení
- **voděodolnost:** po zatvrdnutí fixace
- **praktičnost:** menší objem fixace umožňuje nosit běžné oděvy
- **rychlost a pohodlnost aplikace**
- **snadné odstranění:** pomocí oscilační pily



šířka x délka	barva	balení / krabice
2,5 x 180 cm	bílá, zelená, modrá	1 ks / 10 ks
5,0 x 360 cm	bílá, zelená, modrá, červená, žlutá, černá	1 ks / 10 ks
7,5 x 360 cm	bílá, zelená, modrá, červená, žlutá, černá	1 ks / 10 ks
10,0 x 360 cm	bílá, zelená, modrá	1 ks / 10 ks
12,5 x 360 cm	bílá, zelená, modrá	1 ks / 10 ks

