

Oscimed 2000

Oscilační pila na sádrové a syntetické fixace.

Rychlá výměna kotouče s patentovanou neklouzavou pojistnou maticí.

Ergonomický, moderní tvar pro snadné použití jednou rukou. Vysoce bezpečný, bezkartáčový motor. Speciální řezné kotouče s plastovým jádrem potlačujícím hluk. Nastavitelná vodící a hloubková měrka. Velmi nízká hladina hluku díky patentované protihlukové technologii.

hmotnost: 760 g

průměr: 46 mm

výkon: 100 W

délka kabelu: 4,6 m

jištění: IP 54

oscilační úhel kotouče: 6,2°

napájení: 85 - 230 VAC / 50 - 60 Hz

počet otáček: 12 000 ot/min

provozní teplota: 10°C až 25°C

Evropská norma 93/42 CEE třída I:

EN 60 601

