

OSCIMED ERGO II

Oscilační pila na sádrové a syntetické fixace. Ergonomický, moderní a kompaktní tvar. Díky své nízké hmotnosti lze snadno použít jednou rukou. Rychlá a snadná výměna kotouče s patentovanou neklouzavou pojistnou maticí. Pevná konstrukce vybavena chladícím ventilátorem pro intenzivní použití bez přehřívání. Napájení nízkým napětím pro větší bezpečnost. Vyráběna v souladu s aktuálními lékařskými normami.

hmotnost: 860 g
průměr: 58 mm
výkon: 130 W
délka kabelu: 4,1 m
jištění: IP 20
oscilační úhel kotouče: 6,2 °
oscilační záběr kotouče 65 mm: 3,5 mm
napájení: 85-264 VAC / 50-60 Hz
počet otáček: 14 500 ot/min
Evropská norma 93/42 CEE: EN 60601 třída I



Oscimed - příslušenství

OSC 202

- pojistná matice pro zajištění kotouče

OSC 203

- nastavitelná vodící a hloubková měrka

OSC 204

- transportní kufr

řezné kotouče	Ø 77 mm	Ø 77 mm	Ø 65 mm	Ø 65 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
nerozový kotouč na sádro s bílým středem	-	-	WP-65	WP-65-2	WP-50	WP-50-2
speciální tvrzený kotouč na syntetiku s modrým středem	BS-77	BS-77-2	BS-65	-	BS-50	BS-50-2
velmi tvrdý titanový kotouč na syntetiku s modrým středem	-	-	BS-65-GT	-	BS-50-GT	-

