

OSCI-MED

ERGO

Oscilační pila
na sádrové a
syntetické fixace



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: 230 VAC - 50 Hz nebo 120 VAC - 60 Hz
Výkon: 180 W
Délka pily: 260 mm
Průměr: 60 mm
Váha: 1070 g
Rychlost motoru: 12 000 - 21 000 ot/min
Oscilační úhel kotouče: 6,2
Délka kabelu: 5 m
Evropská norma 94/42 CEE: EN 60 601 třída I
Provozní teplota: 10 C - 30 C

VLASTNOSTI

- Ergonomický, moderní a kompaktní tvar.
- Nový seřizovací systém pomocí pásku dovoluje jednoduché ovládání jednou rukou bez námahy.
- Nehlučné kotouče, které lze snadno vyměnit bez použití dalších nástrojů.
- Výkonný motor s možností nastavení velikosti otáček.
- Pevná konstrukce pro intenzivní použití.

Pojistná matice pro zajištění kotouče

1

Kotouč s protihlukovým opatřením

2

Snadná změna velikosti otáček


3

Stabilizační podpěrka

4

Pásek pro přesnější vedení ruky bez únavy

5



ŘEZNÉ KOTOUČE

Řezné kotouče	Ø 77 mm	Ø 77 mm	Ø 65 mm	Ø 65 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
<i>Nerezový kotouč na sádku s bílým středem</i>	-	-	WP-65	WP-65-2	WP-50	WP-50-2
<i>Speciální tvrzený kotouč na syntetiku s modrým středem</i>	BS-77	BS-77-2	BS-65	-	BS-50	BS-50-2
<i>Velmi tvrdý titanový kotouč na syntetiku s modrým středem</i>	-	-	BS-65-GT	-	BS-50-GT	-

OSTATNÍ

Pojistná matice pro zajištění kotouče

OSC 202

CE

DISTRIBUTOR:

ERILENS s.r.o.
 Papírenská 114/5
 160 00 Praha 6
 tel: 234 123 355
 fax: 234 123 360
 e-mail: info@erilens.cz

 **ERILENS®**