


Hrudní popruh 25146

HUMAN
CARE
Lifts



ERILENS®

Elastický hrudní popruh vybavený zapínáním na bezpečnostní přezku je dodáván v šířkách 12 cm pro dospělé a 6 cm pro dětské pacienty.

Délka hrudního popruhu odpovídá obvodu pacientova hrudníku. Jedná se ale pouze o orientační údaj, je nutné brát v potaz stav pacienta a účel použití hrudního popruhu. Pacienta by měl dostatečně stabilizovat, nikoliv svírat.

Hrudní popruh 25146 může být použit spolu s Vakem přepravním 25030, Vakem pro amputáře 25040, Vakem toaletním Plus 25080, Vakem toaletním Plus Polyester 25085 a se závěsem Multi Sling 25105.

Důležité!

⚠ Zvedání a přeprava osob vždy přináší rizika. Pečlivě se seznamte s instrukcemi pro použití patientských závěsů a zvedacích zařízení před jejich použitím. Ujistěte se, že používáte zvedací zařízení vhodné pro daný účel. Jako ošetřovatel odpovídáte za bezpečnost osob, kterým poskytujete péči a musíte si být jisti jejich schopností zvládnout tuto manipulaci bez nebezpečí poškození zdraví. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele.

Hrudní popruh 25146

HUMAN
CARE
Lifts



ERILENS®

Elastický hrudní popruh vybavený zapínáním na bezpečnostní přezku je dodáván v šířkách 12 cm pro dospělé a 6 cm pro dětské pacienty.

Délka hrudního popruhu odpovídá obvodu pacientova hrudníku. Jedná se ale pouze o orientační údaj, je nutné brát v potaz stav pacienta a účel použití hrudního popruhu. Pacienta by měl dostatečně stabilizovat, nikoliv svírat.

Hrudní popruh 25146 může být použit spolu s Vakem přepravním 25030, Vakem pro amputáře 25040, Vakem toaletním Plus 25080, Vakem toaletním Plus Polyester 25085 a se závěsem Multi Sling 25105.


Důležité!

⚠ Zvedání a přeprava osob vždy přináší rizika. Pečlivě se seznamte s instrukcemi pro použití patientských závěsů a zvedacích zařízení před jejich použitím. Ujistěte se, že používáte zvedací zařízení vhodné pro daný účel. Jako ošetřovatel odpovídáte za bezpečnost osob, kterým poskytujete péči a musíte si být jisti jejich schopností zvládnout tuto manipulaci bez nebezpečí poškození zdraví. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte svého dodavatele.

SPECIFIKACE

Velikost - dospělý	délka	Velikost - dětský	délka
25146-60	60 cm	25146-40B	40 cm
25146-70	70 cm	25146-50B	50 cm
25146-80	80 cm	25146-60B	60 cm
25146-90	90 cm		
25146-100	100 cm		
25146-110	110 cm		
25146-120*	120 cm		
25146-130*	130 cm		
25146-140*	140 cm		

* Velikosti vyráběné na objednávku



Provlákněte hrudní popruh poutky závěsu koncem se štítkem (dovnitř).




Uchopte oba konce hrudního popruhu za přezku. Zatáhněte a přezku spojte.

SPECIFIKACE

Velikost - dospělý	délka	Velikost - dětský	délka
25146-60	60 cm	25146-40B	40 cm
25146-70	70 cm	25146-50B	50 cm
25146-80	80 cm	25146-60B	60 cm
25146-90	90 cm		
25146-100	100 cm		
25146-110	110 cm		
25146-120*	120 cm		
25146-130*	130 cm		
25146-140*	140 cm		

* Velikosti vyráběné na objednávku



Provlákněte hrudní popruh poutky závěsu koncem se štítkem (dovnitř).



Uchopte oba konce hrudního popruhu za přezku. Zatáhněte a přezku spojte.