

# STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTENČNÍ SYSTÉM ROOMER

švédského výrobce Human-Care přináší do každodenního života těžce tělesně postižených občanů novou dimenzi možností soužití s handicapem.

## DOSTUPNÝ PŘÍSPĚVEK

Roomer je ve smyslu Zákona 329/2011 Sb. zvláštní pomůckou, na kterou může stát postiženému občanovi příspěvek částkou až 350 tis. Kč. Těžce postižený občan má nárok na příspěvek ve výši 90% ceny pomůcky. V případě složité ekonomické situace žadatele může úřad jeho doplatek 10% snížit. Díky tomu se Roomer stává pomůckou dostupnou pro všechny osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Pro mnohé uživatele může být i účinným pomocníkem umožňujícím sebeobsluhu a tím vyšší soběstačnost.



## INDIVIDUÁLNÍ, KVALITNÍ, A NADČASOVÁ ŘEŠENÍ

Roomer, to je komplexní řešení asistované pomoci při základních manipulacích, transportu, vykonávání denní hygieny a jiných běžných aktivitách imobilních osob v jejich domácím prostředí.

Díky svým zkušenostem se stovkami individuálních realizací, navrhuji naši projektanti kvalitní řešení, která uživatelům dlouhodobě plně vyhoví, a umožní jim a jejich ošetřujícím osobám dostatečně volný, ničím neomezený a bezpečný pohyb v prostoru.


I takto komplexně navržená řešení manipulací pak svou smysluplností a odůvodněnou potřebou splňují podmínku pro poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku v nejmenší ekonomické náročnosti.

## MEZI MÍSTNOSTMI BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV

Roomer vyniká nad ostatními kolejnicovými systémy řadou jedinečných vlastností a funkcí. Jako jediný nabízí např. transport mezi místnostmi pomocí dvou současně navíjených popruhů zvedací jednotky Roomer™ 5200, ovládaných jedním tlačítkem. Přejít mezi místnostmi je tak nejrychlejší a při tom plynulý a bezpečný. Původní dveře a zárubně jsou zachovány, nic se nebourá! Montáž kolejnic je rychlá a nevzniká při ní v bytě nepořádek! Po demontáži kolejnic zůstávají místnosti v původním stavu.

Ovládání pomocí dvou tlačítek ručního ovladače je snadné, řídicí jednotka zvedací kazety neprovede povel obsluhy, který by byl nebezpečný.

Montáž s pohyblivou kolejnicí umožní volný pohyb všemi směry po celé ploše místnosti, změny rozestavení nábytku, přemístění lůžka, pracovního stolu i místa parkování vozíku.





## BEZPEČNOST, POHODLÍ, KOMFORT

Všechny zvedací jednotky systému Roomer jsou vybaveny mnoha funkcemi pro rychlý a bezpečný provoz, pohodlný transport imobilních osob, jednoduchou obsluhu a celkový komfort.

Tříbodové zavěšení patientského závěsu na přední hák a zadní šířkově nastavitelné výkyvné rameno, v kombinaci s širokou škálou patientských závěsů, dává uživatelům výjimečný komfort, stabilitu, pohodlí a bezpečnost při všech úkonech.



# STROPNÍ ZVEDACÍ A ASISTENČNÍ SYSTÉM ROOMER


PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
ZVLÁŠTNÍ POMŮCKA



## KAŽDODENNÍ POMOCNÍK

Stropní zvedací a asistenční systém Roomer Vám usnadní manipulace na lůžku, vozíku, žíněnce... Umožní transport v rámci místnosti nebo celého bytu.

Ve speciálních vacích pak můžete provádět úkony běžné denní potřeby na toaletě a v koupelně, trávit čas se svými blízkými nebo dokonce aktivně rehabilitovat ve speciálním závěsu pro vertikalizaci.



ERI-0002-130121



ERILENS s.r.o.  
Papírenská 114/5  
160 00 Praha 6  
[www.erilens.cz](http://www.erilens.cz)  
[www.roomer.cz](http://www.roomer.cz)

tel.: 234 123 362  
e-mail: [roomer@erilens.cz](mailto:roomer@erilens.cz)

ČLEN Cechu MOBILITY



  
ŘEŠENÍ (i)MOBILITY