

SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA

A180



- elegantní a rychlý přesun mezi patry
- pro přímá i lomená schodiště v interiéru
- nenápadný design, modulová dráha

Schodišťová sedačka typu A180 slouží k překonání jakékoliv schodišťové bariéry a je určena jak pro částečně imobilní osoby, které zvládají přesun na krátkou vzdálenost, tak pro plně imobilní osoby, které potřebují pomoc.

Díky modulovému systému nosné kolejnice, kotveného do schodišťových stupňů, je možné sestavit dráhu na jakýkoliv druh schodiště v interiéru. Sedačku je tak možné použít jak na přímá, tak lomená schodiště nebo schodiště s mezipodestou.

Sedačka je vybavena otočným sedátkem s bezpečnostním pásem, sklopnými područkami a podnožníkem.

Pohodlná jízda je zajištěna bezpečnostními funkcemi umožňujícími plynulý rozjezd a dojezd sedačky, nebo zpomalení při průjezdu zatáčkou.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Nosnost [kg]	Rychlost stoupaní [m/min]	Maximální sklon [°]	Napájecí napětí [V]	Provozní napětí [V]	Příkon [kW]
120	9	58	230	24	0,4



ERILENS s.r.o.
Papírenská 114/5
160 00 Praha 6

Tel. (+420) 234 123 362
e-mail: roomer@erilens.cz
www.erilens.cz